## 『超実践マニュアル 核医学』 正 誤 表 (第2報)

標記書籍(2016 年 4 月 15 日 第一版 第 1 刷)に誤りがございました。 以下に訂正し、お詫び申し上げます。

頁・行	誤	正
17 頁表の SPECT 収集(3 検出器)収集エネルギー	140keV	159keV
17 頁表の SPECT 収集(2 検出器)収集エネルギー	140keV	159keV
22 頁表の SPECT 収集(3 検出器)収集エネルギー	140keV	159keV
22 頁表の SPECT 収集(2 検出器)収集エネルギー	140keV	159keV

339 頁 17 行目 「フィルタ条件と収集カウント数は密接な関係」に以下の一文が続きます。 「にあるため、これらの影響を理解した上でフィルタ条件の設定を行わなければならない(図8).」